









Waarom deze Instructiefolder?

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat uw urine wordt onderzocht in het laboratorium. Voor het slagen van dit onderzoek is het noodzakelijk dat u de onderstaande instructie nauwkeurig opvolgt. De urine dient na het verzamelen zo snel mogelijk ingeleverd te worden.
Let op: tijdens de menstruatie kunt u geen urine verzamelen.

| | |
|--|---|
|   <p>1</p> <p>1. Voor het onderzoek heeft u een urinepotje ontvangen.</p> <p>2. Was uw handen (met zeep) en uw schaamstreek (met water).</p> |  <p>3</p> <p>3. Trek de witte sticker <u>niet</u> van de deksel. Onder de sticker zit een scherpe naald.</p> |
|   <p>4</p> <p>4. Draai de deksel van het potje.</p> <p>5. Raak het uitstekende deel aan de binnenkant van de deksel <u>niet</u> aan.</p> |  <p>6</p> <p>6. Laat het eerste deel van de (ochtend) urine in het toilet lopen. Vang de urine op in het potje (minimaal 30 ml). <u>Let op:</u> Draai de deksel stevig vast op het potje</p> |
|  <p>Het potje met urine en, indien aanwezig, het aanvraagformulier kunt u:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afgeven bij een Starlet locatie • Afgeven aan een Starlet medewerker als deze bij u thuis komt • Afgeven bij het bloedafname laboratorium van het Noordwest ziekenhuis <p>Starlet locaties kunt u terugvinden via www.starlet-dc.nl</p> |  <p>7</p> <p>7. De medewerker geeft u het potje na de afname mee terug. Het urinepotje is voor eenmalig gebruik. Giet het restant van de urine weg in het toilet en werp het potje in de afvalcontainer.</p> |