

معلومات للمرضى

تعليمات حول فحص الأمراض الجنسية الانتقالية للرجال

■ فحص البول

يتم فحصك بالتشاور مع طبيب (العائلة) الخاص بك بخصوص مرض جنسي انتقالي SOA. تسبب الكائنات الدقيقة كالبكتريا أو الفيروسات أو الطفيليات الأمراض الجنسية الانتقالية. هناك حاجة لبولك في هذا الفحص. تجمع لذلك بولك في منزلك. تقرأ في هذا المنشور كيف تقوم بذلك.

■ المظروف الأصفر

منحك طبيب (العائلة) الخاص بك مظروفاً أصفرًا. تجد في هذا المظروف كل ما تحتاجه لجمع البول، بما في ذلك استمارة الطلب المملوءة من قبل طبيب (العائلة) الخاص بك.

■ ما الذي يوجد في داخل المظروف الأصفر؟



علبة جمع البول

قنينة و ممص

لصقة

ورقة امتصاص

كيس أمان

■ تعليمات حول جمع البول

تجد في الجهة الخلفية للمنشور تعليمات جمع البول الخاص بك. اقرأ هذه التعليمات جيدا قبل أن تبدأ بذلك.

مهم

لا يُسمح لك مسبقاً بـ:

- التبول، قبل ساعة واحدة على الأقل قبل جمع البول
- غسل منطقة العانة

اجمع أول ما يخرج من البول. إذا لم تنجح في جمع البول بالطريقة الموصوفة في التعليمات يمكن ان يؤدي ذلك إلى نتيجة غير موثوق بها.

■ تسليم المظروف (*)

يخبرك طبيب (العائلة) الخاص بك أين يمكنك تسليم المظروف. اعمل ذلك بأسرع ما يمكن بعد جمع البول.

■ تعليمات جمع البول

اتبع التعليمات التالية بشكل جيد:

1. اجمع الجزء الأول (الدفعة الأولى) من البول في علبة جمع البول
2. افتح المغلف الذي يحتوي القنينة و الممص
3. أدر غطاء القنينة لفتحه
4. امسك الممص و أخرج باستخدامه جزءا من البول من علبة جمع البول إلى القنينة، حتى مستوى الأسهم
5. أدر الغطاء من جديد لإغلاقه
6. اكتب اسمك و تاريخ ميلادك على اللصقة و ألصقها على القنينة
7. ضع القنينة مع ورقة الامتصاص في كيس الأمان و أغلق كيس الأمان
8. أغلق كيس الأمان و ضعه مع استمارة الطلب في المطروف الأصفر.

اقرأ الآن على الجهة الأمامية الفصل: تسليم المطروف (*)

■ أسئلتك

هل لديك أسئلة حول جمع البول وأو نتيجة الفحص؟ اتصل عندئذ بطبيب (العائلة) الخاص بك. يمكنك عند وجود أسئلة أخرى الاتصال بالمختبر:

- رقم الهاتف 072-5483664
- البريد الإلكتروني servicemicrobiologie@nwz.nl

تجد المزيد من المعلومات حول المختبر على www.nwz.nl تحت اختصاص: *medische microbiologie*.